


O **KIT CÂNULA PARA BLOQUEIO E ESTIMULAÇÃO ORTHOBLOCK GOLD** foi desenvolvido para permitir a realização de estímulo e bloqueio medicamentoso ou anestésico nos nervos periféricos de maneira precisa e segura em procedimentos de coluna, ombro, joelho, quadril e ATM.



Kits para Bloqueio e Estimulação

FP.02.08.0001 21Gx50mm

FP.02.08.0003 21Gx100mm

FP.02.08.0005 21Gx150mm



Produto de uso único
Proibido Reprocessar

O kit é composto por **2 cânulas, introdutor de fármaco, conector luerlock e manifold de três vias**, disponível nas configurações: 50mm, 100mm, 150mm.



Instruções de uso
disponíveis no site
orthotrauma.ind.br

Cânula para Bloqueio e Estimulação

Orthoblock Gold

Registro Anvisa 81740589003

As **CÂNULAS PARA BLOQUEIO E ESTIMULAÇÃO ORTHOBLOCK GOLD** também estão disponíveis para venda em embalagem unitária, para atender todas as necessidades dos cirurgiões.



Cânulas individuais

FP.02.08.0008	21Gx50mm
FP.02.08.0006	21Gx100mm
FP.02.08.0011	21Gx150mm

Características funcionais importantes:

- Radiopaca;
- Cânula sonovisível (ecogênica) permite localização precisa;
- Compatível com estimuladores de nervo periférico de baixa frequência disponíveis no mercado;
- Disponível em três tamanhos: 50mm, 100mm, 150mm;
- Revestimento em nitreto de titânio;
- Marcações a cada 1cm para orientação de profundidade;
- Esterilizado por Óxido de Etileno - ETO;
- Validade: 2 Anos.



Produto de uso único
Proibido Reprocessar

Imagens meramente ilustrativas. Rev. 01 | Mar 2022

 R. 1A Jc, 138 - Jardim Centenário | Rio Claro/SP - 13503-511

 SAC (19) 3532-2020

 sac@orthotrauma.ind.br



OrthoTrauma
Medical Solutions