


kit cânula para
Artroscopia de ATM



OrthoTrauma
Medical Solutions

kit cânula para Artroscopia de ATM

Registro Anvisa 81740580002

O **KIT CÂNULA PARA ARTROSCOPIA DE ATM** é composto por microinstrumentais de precisão, especialmente desenvolvidos para o acesso e manejo cirúrgico em intervenções minimamente invasivas da articulação temporomandibular.



CÂNULA TROCARTE

- Dispositivo de acesso e guia para os instrumentos percutâneos, tendo diâmetro interno de 2,3mm.
- Graduação com incrementos de 5 até 25mm.

OBTURADOR DE ACESSO

- Utilizado juntamente com a Cânula Trocarte, após punção inicial da pele, evitando lesões em áreas adjacentes.



MANDRIL

- Dispositivo utilizado juntamente com a Cânula Trocarte para punção/ perfuração inicial da pele.



KNIFE FOICE

- Utilizado para realizar incisões.



KNIFE BAIONETA

- Utilizado para realizar incisões.



PROBE

- Dispositivo utilizado para sondar superfícies articulares.



Uso único

STERILE EO

Produto estéril por ETO



Instruções de uso disponível no site
orthotrauma.ind.br

Rua 1A JC, nº138, Jardim Centenário | Rio Claro/SP – 13503-511

SAC (19) 3532-2020

sac@orthotrauma.ind.br



OrthoTrauma
Medical Solutions